

2016

TARTIM ÜRÜNLERİ

BIOSTAR

Ahmet Öğretmen





SAAT CAMLARI - "cam"

➤ DIN 12341 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kimyasalların tartımı için idealdirler.

katalog no	çap	ambalaj adedi
037.01.050	50 mm	10 adet
037.01.060	60 mm	10 adet
037.01.070	70 mm	10 adet
037.01.080	80 mm	10 adet
037.01.100	100 mm	10 adet
037.01.125	125 mm	10 adet
037.01.150	150 mm	10 adet
037.01.200	200 mm	10 adet



SAAT CAMLARI - "polipropilen"

➤ Kimyasal maddelere dayanıklı yarı şeffaf polipropilenden hafif ağırlıklı olarak üretilirler.

➤ Taban altındaki taşıyıcı halka ek stabilite olanağı sağlar.

katalog no	çap	ambalaj adedi
037.22.060	60 mm	10 adet
037.22.080	80 mm	10 adet
037.22.100	100 mm	10 adet
037.22.120	120 mm	10 adet



VEZİN KAPLARI - "cam"

➤ Borosilikat 3.3 camdan hafif ağırlıkta pratik kullanıma olarak sağlayacak şekilde üretilirler. Gövde üzerinde bulunan beyaz alan, üzerine not alınması için uygundur. Kapaklar bir diğeri ile eşleşebilir.

katalog no	çap	yükseklik	ambalaj adedi
037.02.254	25 mm	40 mm	1 adet
037.02.353	35 mm	30 mm	1 adet
037.02.402	40 mm	25 mm	1 adet
037.02.305	30 mm	50 mm	1 adet
037.02.503	50 mm	30 mm	1 adet
037.02.357	35 mm	70 mm	1 adet
037.02.603	60 mm	30 mm	1 adet
037.02.408	40 mm	80 mm	1 adet
037.02.803	80 mm	30 mm	1 adet
037.02.508	50 mm	80 mm	1 adet



VEZİN KAPLARI - "polipropilen"

➤ Hafif ve yarı saydam polipropilenden üretilirler. Aynı boyuttaki kapaklar bir diğeri ile eşleşebilir.

katalog no	çap	yükseklik	ambalaj adedi
037.31.305	30 mm	50 mm	1 adet
037.31.403	40 mm	30 mm	1 adet
037.31.407	40 mm	70 mm	1 adet
037.31.503	50 mm	30 mm	1 adet
037.31.603	60 mm	35 mm	1 adet
037.31.609	60 mm	90 mm	1 adet
037.31.701	70 mm	120 mm	1 adet

YENİ



TARTIM KAPLARI - "polistiren" - "kare & elips formlu"

➤ Sıvı ve katıların tartım işlemleri için üretilen ekonomik fiyatlı tartım kaplarıdır.

➤ Alkolik, bazik ve asidik çözeltilere dayanıklı antistatik özellikli polistirenden üretilirler.

➤ Antistatik yapıları tartılan tozların kap içinde yapışıp kalmalarını önler.

➤ Düz taban tasarımları mükemmel stabiliteyi garanti eder. Gözeneksiz ve pürüzsüz gövde yapıları ve yuvarlak, eğimli formları ürün aktarımı sırasında eksiksiz ürün aktarımına olanak verir.

➤ Biyolojik olarak aktif olmadığından tüm biyolojik çalışmalarda güven ile kullanılabilirler.

➤ +70°C sıcaklık sınırına kadar kullanılabilirler gibi mikrodalga ile rutubet analizlerinde de kullanılabilirler.

➤ İstenildiğinde ise ürün dondurmak için veya birkaç ürünü karıştırmak için kap olarak kullanılabilirler.

➤ Esnek gövde tasarımları ile istenilen formda bükülürler. Böylelikle ürün aktarımı kolay ve çabuk gerçekleşir.



Esnek gövde tasarımları istenilen formda bükülmelerine olanak verir. Böylelikle tartılan ürünün aktarımı kolay ve çabuk gerçekleşir.


elips form non-steril	kap hacmi	kap ölçüleri	kap rengi	non-steril ambalaj adedi
037.05.005	5 ml	55 x 35 mm	beyaz	100 adet
037.05.030	30 ml	85 x 65 mm	beyaz	100 adet
037.05.100	100 ml	125 x 100 mm	beyaz	100 adet
037.06.005	5 ml	55 x 35 mm	siyah	100 adet
037.06.030	30 ml	85 x 65 mm	siyah	100 adet
037.06.100	100 ml	125 x 100 mm	siyah	100 adet

elips form steril	kap hacmi	kap ölçüleri	kap rengi	steril ambalaj adedi
037.15.005	5 ml	55 x 35 mm	beyaz	10 adet
037.15.030	30 ml	85 x 65 mm	beyaz	10 adet
037.15.100	100 ml	125 x 100 mm	beyaz	10 adet
037.16.005	5 ml	55 x 35 mm	siyah	10 adet
037.16.030	30 ml	85 x 65 mm	siyah	10 adet
037.16.100	100 ml	125 x 100 mm	siyah	10 adet

kare form non-steril	kap hacmi	kap ölçüleri	kap rengi	non-steril ambalaj adedi
037.09.007	7 ml	44 x 44 mm	beyaz	100 adet
037.09.100	100 ml	80 x 80 mm	beyaz	100 adet
037.09.250	250 ml	140 x 140 mm	beyaz	100 adet
037.11.007	7 ml	44 x 44 mm	siyah	100 adet
037.11.100	100 ml	80 x 80 mm	siyah	100 adet
037.11.250	250 ml	140 x 140 mm	siyah	100 adet

kare form steril	kap hacmi	kap ölçüleri	kap rengi	steril ambalaj adedi
037.19.007	7 ml	44 x 44 mm	beyaz	10 adet
037.19.100	100 ml	80 x 80 mm	beyaz	10 adet
037.19.250	250 ml	140 x 140 mm	beyaz	10 adet
037.21.007	7 ml	44 x 44 mm	siyah	10 adet
037.21.100	100 ml	80 x 80 mm	siyah	10 adet
037.21.250	250 ml	140 x 140 mm	siyah	10 adet

TARTIM KAPLARI - "alüminyum"



"nem / rutubet ölçümü için"

- Nem/rutubet terazi kefelelerine tam uyum sağlayan çapta yağdan arınmış, hafif fakat dayanıklı alüminyum levhadan üretilirler.
- 8 mm yükseltilmiş yan duvarlar işlem sırasında örneklerin dökülmesini önler. Hafif açılı gövde formları üst üste istiflenerek yer kazanımına olanak sağlarlar.
- İsteğe bağlı olarak standart tartım işlemlerinde tartım kabı veya çeşitli ürünlerin karıştırılmasında karıştırma kabı olarak kullanılabilirler.

katalog no	çap	yükseklik	ambalaj adedi
037.25.100	100 mm	8 mm	50 adet



"kulplu"

- Yağdan arınmış, hafif fakat dayanıklı alüminyum levhadan üretilirler. Kırıksız yan duvar yapısı ek dayanıklılığı garanti eder. Hafif açılı gövde formları üst üste istiflenerek yer kazanımına olanak sağlar.
- Kulpları üzerine gerektiğinde etiket yapıştırılabilir veya yazım yapılabilir. İsteğe bağlı olarak standart tartım işlemlerinde tartım kabı veya çeşitli ürünlerin karıştırılmasında karıştırma kabı olarak kullanılabilirler.

katalog no	çap	yükseklik	ambalaj adedi
037.24.045	45 mm	12mm	100 adet
037.24.055	55 mm	14mm	100 adet
037.24.065	65 mm	16mm	100 adet



"genel kullanım"

- Yağdan arınmış, hafif fakat dayanıklı alüminyum levhadan üretilirler. Taban formu düz olup kırıksız yan duvar yapısı ek dayanıklılığı garanti eder.
- Hafif açılı gövde formları üst üste istiflenerek yer kazanımına olanak sağlar.
- İsteğe bağlı olarak standart tartım işlemlerinde tartım kabı veya çeşitli ürünlerin karıştırılmasında karıştırma kabı olarak kullanılabilirler.

katalog no	çap	yükseklik	ambalaj adedi
037.23.070	70 mm	20 mm	100 adet
037.23.085	85 mm	37 mm	100 adet
037.23.110	110 mm	35 mm	100 adet

TARTIM KAŞIKLARI - "cam" - "paslanmaz çelik"



"borosilikat cam"

- Tartım kaşıkları, borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
- Düz taban yapıları tartım sırasında stabiliteyi sağlar.
- Cam boru çıkışı tartılan maddenin kolaylıkla istenen kaba aktarımına olanak verir.

katalog no	maksimum hacim	ambalaj adedi
037.07.001	3 ml	1 adet
037.07.002	6 ml	1 adet
037.07.003	10 ml	1 adet



"paslanmaz çelik"

- AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilirler.
- Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygundur. Parlak iç yüzeyleri kolay temizlenmelerine ve tartılan maddenin kolaylıkla istenen kaba eksiksiz aktarımına olanak verir.

katalog no	uzunluk	ambalaj adedi
037.04.001	95 mm	1 adet
037.04.002	117 mm	1 adet
037.04.003	128 mm	1 adet



TARTIM KAĞIDI

- Tartım işlemlerinde kullanılmak amacı ile, düz, pürüzsüz, yarı şeffaf özel kağıttan üretilir.
- Kullanım sırasında ve tartım sonu ürün aktarım sırasında tartılan ürün içerisine safsızlık aktarmazlar.
- 100 x 100 mm boyutlarında olup 250 sayfalık kitapçık şeklinde satılırlar.

katalog no	genişlik	uzunluk	ambalaj adedi
037.33.001	100 mm	100 mm	250 sayfa



TARTIM FIRÇASI

- Tartım işlemi sonunda terazi kefelerini, tartım kaplarını vs. temizlemek amacı ile üretilmiştir.
- Antistatik özellikli yumuşak ve doğal kıldan üretilir.
- Kolay erişim ve temizleme amacı ile fırça ucu oval formdadır.
- Ergonomik formlu fırça tahta sapı kullanım kolaylığı sağlar.

katalog no	ambalaj adedi
037.32.001	1 adet