

เครื่องอุ่นสไลด์ (Slide Warmer)

รุ่น BK-SDII ยี่ห้อ BIOBASE

รายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะ

1. เป็นเครื่องอุ่นสไลด์สำหรับใช้ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างตัดเนื้อเยื่อ
2. ตัวเครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้ในช่วงอุณหภูมิห้อง ถึง 90 องศาเซลเซียส
3. ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
4. ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์, 50/60 เฮิร์ต
5. ตัวชุดทำความร้อน (Heating Power) ใช้ไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์
6. ตัวเครื่องมีขนาดขนาด 41 เซนติเมตร x 41 เซนติเมตร x 19 เซนติเมตร
7. ตัวเครื่องมีน้ำหนักขนาด 6.8 กิโลกรัม
8. เป็นผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
9. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี (ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ)